


PLATINUM NEO : UNE SOLUTION INTELLIGENTE QUI RÉVOLUTIONNE LE WORKFLOW R/F



INTELLI-FLOW

Parking automatique de la grille

Particulièrement utile pour les extrémités et en pédiatrie, il optimise la dose, la qualité et la sécurité au service du diagnostic.

Gestion des filtres

La gestion des filtres additionnels du collimateur est automatique en fonction de l'examen et de la morphologie du patient.

Positionnement de la table

Les nouvelles fonctionnalités Go-To-Position et Get-The-Position permettent un centrage parfait du patient, sans dose supplémentaire, et de façon très simple et très rapide.

INTELLI-PILOTE

Tablette intégrée

Elle donne accès aux mouvements de la table, aux paramètres d'exposition et aux informations du patient.

Pupitre optimisé

Le pupitre de commande a été redesigné avec l'univers d'ADAM pour une meilleure expérience utilisateur.

Interface mobile

Commandez les prépositions de la table partout où vous êtes, grâce à la poire de graphie bluetooth ! L'interface ADAM vous suit grâce à une tablette dédiée.

INTELLI-SAFE

Dose réduite

Technologies innovantes permettant une excellente qualité d'image tout en optimisant la dose.

Cybersécurité

Cybersécurité active des systèmes et conforme aux exigences les plus drastiques (Department of Defense américain).

Télémaintenance

Télémaintenance via un VPN sécurisé pour la table et la station d'acquisition.



UNE NOUVELLE ÈRE POUR LE WORKFLOW R/F

DÉCOUVREZ ADAM LA NOUVELLE SUITE LOGICIELLE R/F, UN OUTIL MODERNE ET EFFICACE AU SERVICE DES EXPERTS EN IMAGERIE. ADAM COMBINE EXPERTISE MÉTIER ET EXPÉRIENCE UTILISATEUR POUR OFFRIR LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE WORKFLOW R/F.



WORKFLOW BOOSTÉ

Grâce à son flux de navigation intuitif, ADAM propose le bon outil au bon moment. Pas de clics perdus, pas de temps perdu! À l'écoute des retours de ses utilisateurs, ADAM est une plateforme simple, rapide et efficace : la solution parfaite pour répondre aux besoins client.



POSITIONNEMENT SANS DOSE INNOVANT

Grâce à la fonction Go-To-Position, le positionnement du patient n'aura jamais été aussi facile ! Avec un simple déplacement de la dernière image de scopie sur l'écran d'acquisition, la table se positionne automatiquement. Aucune dose supplémentaire n'est nécessaire et le centrage est parfait pour la prise de cliché.



DESIGN MODERNE

ADAM offre un espace de travail épuré, une interface personnalisable et particulièrement bien adaptée pour une utilisation en tactile.



EXCELLENTE QUALITÉ D'IMAGE, DOSE OPTIMISÉE

Les radiologues bénéficient d'une excellente qualité d'image résultant de la combinaison ingénieuse d'un capteur plan aux spécifications techniques élevées, et d'un algorithme de traitement d'image basé sur la technologie du « deep learning ». Ce puissant algorithme permet un rendu d'image optimum même en cas de sous-exposition, évitant toute reprise de cliché inutile.

