

APELEM

PRESENTS

!M1



UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE RADIOLOGIE MOBILE



MOBILITÉ EXCEPTIONNELLE

AMÉLIORATION DE L'UTILISATION

- Le plus petit et léger appareil entièrement motorisé et alimenté par batterie
- Pèse seulement 320 kg
- Colonne pliable améliorant la visibilité

CONÇU POUR LES UTILISATEURS

DESIGN MODERNE & ERGONOMIQUE

- Colonne motorisée réduisant les contraintes pour les opérateurs
- Nettoyage facilité, prévenant la propagation de bactéries multi-résistantes

OPERATIONS SANS INTERRUPTION 24/7


TOUJOURS PRÊT POUR L'ACTION

- Autonomie remarquable et chargement ultra rapide
- Performance toujours exceptionnelle
- Pas de changement de batterie durant la durée de vie du système
- Prêt à l'emploi, temps de démarrage de seulement 10 secondes

L'INTELLIGENCE EMBARQUÉE

EXCELLENTE QUALITÉ D'IMAGE

- Automatisation et navigation intuitive simplifiant les opérations, pour un diagnostic rapide
- Traitement d'image optimisé par l'IA garantissant une excellente qualité d'image, pour un diagnostic fiable
- Grille digitale améliorant le rendu des images ainsi que le confort des opérateurs et des patients



INVESTISSEMENT DURABLE

PERFORMANCES FIABLES À LONG TERME

- Durée de vie exceptionnelle de la batterie X-tech cell®
- Solution économique, réduisant le besoin de remplacements et de maintenance

TECHNOLOGIE DE BATTERIE RÉVOLUTIONNAIRE X-TECH CELL®

La technologie X-tech cell®, permettant un chargement ultra-rapide et une autonomie exceptionnelle, garde votre mobile de radiologie actif, sans attente. Une charge complète offre jusqu'à 9 heures d'utilisation, 1 200 expositions et 15 km de déplacement.

Concurrence Durée d'utilisation : **Jusqu'à 5 heures** (avec des batteries neuves)
Chargement complet : **10 heures**



X-tech cell® Durée d'utilisation : **Jusqu'à 9 heures**
Chargement complet : **1,5 heures**



Concurrence 10 minutes de chargement :
Jusqu'à 5 minutes d'autonomie



X-tech cell® 10 minutes de chargement :
Jusqu'à 60 minutes d'autonomie

