



MISTRAL

L'exigence au service de la performance

*BRINGING INTELLIGENCE
TO IMAGING*



TABLES R/F




OSTEO DENSITOMETRIE



MOBILES



ARCEAUX
CHIRURGICAUX



SALLES OS POUMON




RETROFIT KITS



MAMMOGRAPHIE

Tous types d'examens statiques



MISTRAL : INTRODUCTION



La NOUVELLE solution pour les salles os poumon

Conçu pour les environnements exigeants, la MISTRAL associe simplicité, robustesse et performance dans un format accessible, pour les environnements cliniques numériques et analogiques



- ✓ **Utilisateurs cibles** : Cliniques, hôpitaux, centres d'imagerie, cabinets privés aux budgets serrés
- ✓ **Applications** : Examens de routine du thorax et examens ostéo-articulaires
- ✓ **Notre solution** : Une solution manuelle fiable et économique pour répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs


Configuration OPTIMISÉE pour la pratique quotidienne

- Table à hauteur fixe par défaut (65 cm), table élévatrice en option, avec plateau flottant 4 directions pour un positionnement facile du patient
- Colonne porte-tube avec mouvements de rotation du tube et de translation transversale en standard
- Potter mural avec une large course verticale
- Mouvements manuels fluides avec freins électromagnétiques



Configuration OPTIMISÉE pour la pratique quotidienne

- Générateur haute fréquence jusqu'à 50 kW, monophasé ou triphasé, pour une haute qualité d'image
- Tube à rayons-X jusqu'à 300 kHU
- Programmes anatomiques APR intégrés pour un flux de travail plus rapide
- Bucky adaptable pour des détecteurs de taille cassette jusqu'à 43 x 43 cm
- Cellules AEC et DAP en option



Une prise en charge en toute confiance...



Interfaces conviviales et workflow intuitif

Positionnement patient rapide et facile

Système robuste et faible maintenance

Conception axée sur la sécurité



Performance RENFORCÉE avec les détecteurs numériques

- Compatible avec des détecteurs haute résolution aux formats 35x43 ou 43x43 cm, filaires ou sans fil
- Tous les détecteurs sont gérés par le même logiciel d'acquisition DR, simple d'utilisation
- Productivité accrue grâce au workflow numérique
 - ✓ Acquisition d'images plus rapide
 - ✓ Dose de rayonnement réduite grâce à une qualité d'image optimisée



MERCI



*BRINGING INTELLIGENCE
TO IMAGING*

 +33 4 66 29 09 07

 www.dms-imaging.com

 9 avenue du Canal Philippe Lamour
30660 Gallargues-le-Montueux
FRANCE