

APELEM

PRESENTS

!M1



FLEXIBLE & DURABLE, UNE
IMAGERIE D'EXCELLENCE EN
TOUTES CIRCONSTANCES



TRUE X-RAY MOBILITY®

LA MOBILITÉ AU SERVICE DES SOINS

- **Le plus petit et le plus léger (324kg)**, entièrement motorisé, pour un transport et une utilisation facilités
- **Hauteur réduite** pour une visibilité dégagée
- **Poignée ajustable** par l'utilisateur pour un confort et une maîtrise optimale

CONÇU POUR L'EXCELLENCE


QUAND CONFORT RIME AVEC EFFICACITÉ

- **Colonne motorisée** réduisant les contraintes lors du positionnement
- **Double workflow intelligent** : contrôle des fonctions clés depuis l'écran opérateur et au niveau du collimateur
- **Guidage SID** à deux distances sélectionnées pour un positionnement précis et reproductible

L'INTELLIGENCE EMBARQUÉE

UNE QUALITÉ D'IMAGE EXCELLENTE

- **Navigation intuitive et automatisations** simplifiant les opérations pour des examens rapides
- **Traitement d'image enrichi par l'I.A.** délivrant une qualité d'image fiable et constante, pour un diagnostic en confiance
- **Grille digitale** améliorant le rendu des images et le confort en limitant les contraintes liées aux grilles physiques



UNE JOURNÉE SANS INTERRUPTION

RAPIDE À CHARGER, PENSÉ POUR DURER

Spécialement conçue pour la radiographie mobile, X-tech cell® associe haute capacité et chargement rapide :

- Plus de **1 200 expositions, 9h d'utilisation, 15km parcourus** avec une seule charge, pour une disponibilité ininterrompue tout au long de la journée
- Une charge complète en seulement **1h30**, et **10min** suffisent pour 1h d'utilisation lorsque chaque minute compte
- **Durée de vie prolongée** pour une solution fiable et sans maintenance

JUSQU'À 3 FOIS PLUS RAPIDE À CHARGER QUE LA CONCURRENCE



OPERATION

OPERATION

OPERATION

Temps de charge :
1h30

Concurrence

OPERATION

CHARGEMENT

OPERATION

Temps de charge :
5 heures

— SALLE D'OS MOBILE — UNE SALLE CLÉ EN MAIN, PARTOUT



En combinant !M1 avec le **Support Mural Mobile**, la salle de radiologie mobile offre les performances d'une salle fixe avec la liberté de la mobilité.



PLUG & PLAY

Prête à l'emploi en quelques secondes



FLEXIBILITÉ TOTALE

Facilement déployable d'un site à l'autre pour augmenter instantanément la capacité d'imagerie



SOLUTION ÉCONOMIQUE

Élimine les coûts et délais d'installation

— !M1x —

L'ÉVOLUTION TOUT-TERRAIN DE !M1



!M1x offre une motorisation renforcée, une garde au sol accrue et des accessoires véhicule pour un **déploiement rapide sur tout type de terrain.**



ROBUSTE

Conçu pour le monde extérieur



PRÊT EN QUELQUES SECONDES

Chargement dans un véhicule en seulement 20 secondes grâce aux systèmes d'arrimage sécurisés dédiés



CONNECTÉ, PAR TOUS LES TEMPS

Équipé d'une connectivité 4G/5G et d'une protection contre les intempéries